

## POLAR & ARCTIC

Schanksäulenmodelle mit Vereisung ohne Glykol - Weltneuheit

Modelle mit Teilvereisung, Begleikühlereinstellung von +2° C bis - 2° C nötig, kein Glykol

- NOGLYKOL: Vereisung mittels Peltier-Technologie über thermoelektrische Zellen
- keine zusätzliche Flüssigkeit oder ein spezielles Gerät notwendig, kein Nachfüllen, ein Begleikühler reicht aus, weniger Wartung, weniger Platzbedarf
- Vereisung innerhalb von ca. 30 Minuten, etwas unterschiedlich je nach Umgebung
- funktioniert in allen Umgebungen, z.B. auch trockenen Räumen
- sehr benutzerfreundlich, über die mitgelieferte Kontrollbox können Vereisungszeiten programmiert werden
- Energieeinsparung von bis zu 40% im Vergleich zum herkömmlichen Glykolsystem

### 022 POLAR

1- bis 5-leitig 7 mm



- Die gastseitige Front vereist (auch ohne Vereisung mit unterschiedlichen Dekors möglich)
- 1 großes Medaillon mit 120 mm Durchmesser mittig beleuchtet, bei mehrleitigen Modellen zusätzlich Medaillons mit 80 mm beleuchtet
- Branding auch in vereistem Bereich möglich
- Front aus Aluminium, Körper aus ABS

### 023 ARCTIC

1-leitig, 7 mm



- Der Schanksäulenkopf vereist (auch ohne Vereisung mit unterschiedlichen Dekors möglich)
- 1 Medaillon mit 80 mm beleuchtet obenauf montiert

Mobile Code

